

都江堰市中医医院液氧站维修改造参数

序号	名称	型号	数量	维修改造方式
1	氧浓度报警仪	QB2000-02N+SG20	1 台	新装
2	法兰盘垫圈	DN25	4 只	更换
3		DN40	1 只	更换
4	低温截止阀垫圈	DN15	5 只	更换
5		DN25	4 只	更换
6		DN40	5 只	更换
7	低温贮槽恢复真空	5m ³ 0.8mpa	1 个	恢复真空

※更换垫圈数量以实际施工数量为准